



PRIMEDIC™

Saves Life. Everywhere.

Зарегистрированная торговая марка METRAX GmbH



ДЕФИБРИЛЛЯТОР PRIMEDIC™ Defi-B

Отличительные характеристики

- Монофазный демпфированный синусоидальный импульс
- Асинхронная наружная дефибрилляция в ручном режиме
- Время накопления энергии для разряда мощностью 360 Дж – не более 7 сек
- Функция автоматического сброса набранной энергии если разряд не был произведен в течение 15 сек
- 35 разрядов по 360 Дж (+ 10 резервных) при полностью заряженном аккумуляторе
- Многоразовые электроды для дефибрилляции («утюги»), взрослые и встроенные в них детские
- Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями
- Автоматическое самотестирование и контроль исправности после включения
- Питание от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство)
- Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе
- Ударопрочный корпус
- Высокая надежность и оптимальное соотношение цены и потребительских характеристик
- Гарантия производителя 2 года (гарантия на аккумулятор – 6 месяцев)

Технические данные

Дефибрилляция:

Форма импульса	монофазная синусоидальная
Режим работы	ручной, асинхронный
Уровни энергии	20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом)
Набор энергии 360 Дж	не более 7 сек
Электроды	многоразовые электроды-«утюги» для дефибрилляции, взрослые \varnothing 8 см и встроенные в них детские \varnothing 5 см

Питание:

Встроенный аккумулятор	Никель-Кадмиевый, 14,4 В / 1,5 Ач
Емкость аккумулятора	35 (+/- 10) разрядов по 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе
Встроенный блок зарядки	от сети переменного тока 220 В / 50 Гц
Время зарядки аккумулятора	3,5 часа (100%)

Условия эксплуатации:

Температура	0 ... 40°C
Относит. влажность воздуха	30 ... 95%
Атмосферное давление	700 гПа ... 1060 гПа

Условия хранения:

Температура	-20 ... 70°C
Относит. влажность воздуха	20 ... 95%
Атмосферное давление	500 гПа ... 1060 гПа

Общие характеристики:

Габариты	40 x 48 x 12 см
Вес	9 кг
Гарантия производителя	2 года на прибор (6 месяцев на аккумулятор)

METRAX GmbH

Rheinwaldstraße 22, 78628 Rottweil, Deutschland,

Tel.: +49 (0) 741-257-0,

Fax: +49 (0) 741-257-265,

info@primedic.com

www.primedic.com

Представительство МЕТРАКС ГмбХ

Россия, Москва, 119334,

ул. Вавилова д. 5, корпус 3

Тел./факс: +7 495 231 7061/62

info@metrax.ru,

www.metrax.ru



PRIMEDIC™
Saves Life. Everywhere.

Зарегистрированная торговая марка METRAX GmbH